


# DOMREX™ ADAPTATEUR LUER AVEC AIGUILLE PERCE-TUBE

L'adaptateur luer DOMREX™ est destiné à être utilisé avec un ensemble de prélèvement sanguin et un tube de prélèvement sanguin sous vide pour le prélèvement de sang veineux.  
Le produit est stérile et à usage unique. Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel, du DEHP ni du BPA.



## AVANTAGES

- + Sans latex / Sans DEHP / Sans BPA
- + Usage unique - Ne pas restériliser
- + Compatible avec tous les barillets universels
- + Bonne solidité de couplage
- + Rigide, ne se tord pas et ne se déforme pas
- + Permet l'introduction dans différents types de bouchons de tubes de prélèvement et de bouteilles d'hémoculture

CODE DE PRODUIT	TYPE	EMBALLAGE
BC-LA01	Luer Lock	100 unités/boîte 10 boîtes/caisse

**DÉCOUVRIR NOTRE GAMME COMPLÈTE**  
[www.domrexpharma.com](http://www.domrexpharma.com)