


DOMREX™ DISPOSITIF DE TRANSFERT SANGUIN LUER LOCK FEMELLE

Le dispositif de transfert sanguin DOMREX™ avec Luer Lock femelle est conçu pour connecter une seringue à un tube de prélèvement sanguin. Sa conception améliore la sécurité des patients et des professionnels de la santé. Ce dispositif est à usage unique, ce qui permet d'éviter la contamination croisée.



AVANTAGES

- + À usage unique - STÉRILE (emballage individuel)
- + Sans latex / Sans BPA / Sans DEHP
- + Bordures à la base facilitant la préhension
- + Accepte tous les types de tubes à prélèvement jusqu'à 10ml
- + Dimension et forme qui n'entravent pas la technique de prélèvement
- + Le code de couleur permet d'identifier facilement la connexion femelle

CODE DE PRODUIT	TYPE	EMBALLAGE
BCD01FM	Luer Lock femelle	50 unités/boîte 16 boîtes/caisse

DÉCOUVRIR NOTRE GAMME COMPLÈTE
www.domrexpharma.com