

# DOMREX™ GANTS D'EXAMEN DE NITRILE

## GANTS D'EXAMEN DE NITRILE DOMREX™

- Sans poudre
- Non stériles
- Ambidextres
- Bords roulés
- Usage unique
- Chlorés pour un enfilage plus facile
- Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel
- Doigts texturés
- Testés pour la perméation d'agents chimiothérapeutiques et fentanyl\*
- Testés pour le contact et la manipulation alimentaire
- Boîte avec ouverture frontale



\*IMPORTANT: Il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l'applicabilité de ces gants à l'utilisation prévue avec les agents chimiothérapeutiques

VISUEL	CODE DE PRODUIT	TAILLE	ÉPAISSEUR	LONGUEUR	EMBALLAGE
<b>Gants d'examen de nitrile sans poudre DOMREX™</b>					
	DOMN-S	PETIT - S	4 MIL	9" - 9.5"	100 unités/boîte 10 boîtes/caisse
	DOMN-M	MOYEN - M			
	DOMN-L	GRAND - L			
	DOMN-XL	TRÈS GRAND - XL			

## SPÉCIFICATIONS

- + Nitrile (synthétique)
- + Sans poudre ( $\leq 2\text{mg}$  par gant)
- + Teneur en protéines : Protéine aqueuse extractible de  $50 \mu\text{g}/\text{dm}^2$  ou moins avec mention sur l'étiquette
- + Durée de vie : 3 ans
- + AQL  $\leq 1.5$  (défauts majeurs et défauts de barrière)
- + Couleur : Bleu
- + Conformité réglementaire : FDA 510(K), homologation Santé Canada
- + Normes : ASTM D6319, US FDA 21 CFR 177.2600 contact et manipulation alimentaire et ASTM D6978-05: Testés pour la perméation d'agents chimiothérapeutiques et fentanyl

\*Contacter votre représentant DomrexPharma pour la liste complète d'agents chimiothérapeutiques testés